

HELLO LABOR

EDIZIONE Nr. 2 | 2017

postatarget
creative
AUT NR NE/BZ0042/2008
VALIDA DAL 2008
Posteitaliane

IL NOSTRO **NUOVO** CENTRO SERVIZI "AREA 32"

A SUPPORTO DEI SISTEMI DIGITALI

- il controllo e la messa a punto, taratura individuale, del sistema fresante Hardware CNC
- l'assistenza Software Cam e l'ottimizzazione delle strategie di fresaggio per i diversi materiali
- la corretta scelta delle frese e dei materiali necessari per i lavori da realizzare
- l'integrazione di nuove strategie di fresaggio per materiali innovativi non disponibili sul mercato al momento dell'investimento
l'integrazione di nuove forme e/o connessioni implantari
- l'assistenza remota o direttamente sul posto
- la manutenzione ordinaria pianificata e la manutenzione straordinaria secondo le necessità
- gli interventi entro max. 24 ora
- il nostro centro di fresaggio a supporto dei nostri clienti in caso di lavori complessi o durante eventuali tempi di riparazione

N° Offerta
01

EVO SCAN COMPACT

- Telecamere da 1.3 megapixel
- Porta USB 3.0 molto più veloce dell'USB 2.0
- Scannerizzazione diretta dell'articolatore con trasferimento assiale
- Multi-die scanning
- Implant multi-die scanning
- Scansione di impronte
- Applicazioni ortodontiche
- Scansiona le marcature dei bordi
- Design compatto ad "L"

a partire da
6.900,00 €N° Offerta
02


EVO SCAN HD

- Telecamere da 2 megapixel
- Porta USB 3.0 molto più veloce dell'USB 2.0
- Supporti per diversi articolatori con trasferimento assiale
- Multi-die scanning
- Implant multi-die scanning
- Scansioni multiple
- Scansione di impronte
- Applicazioni ortodontiche
- Scansiona le marcature dei bordi
- Aumento della velocità del 50%
- Metodo SSS (modello fermo e telecamere ruotanti)
- Ampia libertà di scansione
- Facile posizionamento e scansione

a partire da
9.950,00 €N° Offerta
03

EVO SCAN UHD

- Telecamere da 5.0 megapixel ideale per implatoprotesi – massima risoluzione
- Porta USB 3.0 molto più veloce dell'USB 2.0
- Supporti per diversi articolatori (coordinate funzionali trasferite direttamente nel CAD)
- Multi-die scan
- Implant multi-die scanning
- Scansione di impronte
- Applicazioni ortodontiche
- Scansiona le marcature dei bordi
- Metodo SSS (modello fermo e telecamere ruotanti)
- Ampia libertà di scansione
- Facile posizionamento e scansione
- Tutto in un'unica scansione
- Risparmio di tempo grazie all'alta velocità
- Dalle soluzioni semplici a quelle più complesse (tutto in uno)

a partire da
15.400,00 €N° Offerta
04

CARESTREAM® CS 3600

SCANSIONE APERTA "File STL"

prezzo
offerta speciale
22.800,00 €**Scanner intraorale**N° Offerta
05

AMANN GIRRBACH® GENERATION DNA

prezzo
a richiesta**NEW**

CERAMILL MAP 400

CERAMILL MOTION 2

CERAMILL MICRO 4X

CERAMILL MICRO IC

CERAMILL MICRO 5X

N° Offerta
06

EVO MILL X560

TUTTE LE SOLUZIONI E MOLTO PIÙ

La macchina X560 non necessita di ulteriori accessori, unica eccezione è l'aspiratore.
È come la X540 ma con più stazioni frese, un angolo di lavoro maggiore e un design più accattivante.

Dati tecnici:

Numero assi: 5 | Movimento: 300 x 120 x 100 mm
Asse A e B angolo: 30 gradi | Control: High Speed YC
Controllo: Alta velocità YC | Motori assi: AC Servo
Potenza mandrino: 2,7 kW
G/min. mandrino: 60.000
Numero blocchi: 1 | Cambio frese : 24 posizioni
Controllo lunghezza frese: Standard
Peso: 320 kg | Dimensioni: 80 x 65 x 155 cm

prezzo
a richiestaN° Offerta
07

exocad®

TUTTI I MODULI CAD PER LE VOSTRE ESIGENZE

prezzo
a richiesta

- Basic Version
- Implant Modul
- Artikulator Modul
- Steeg Modul
- Model creator Modul
- Provisorien Modul
- DICOM Viewer Modul
- Bite Splint Modul
- Tru Smile Modul
- Full Denture Modul
- Tooth Library ZRS



CENTRO DI FRESAGGIO

DI ASSISTENZA PER I NOSTRI CLIENTI

**NEW**Chiedi informazioni e/o
un lavoro di prova

N° Offerta 12 **XANOS BLANK ZI-UT multilayer**

CIALDE da Ø 98 mm nei colore A-B-C

ca. 700 MPA

NEW

Tonalità	light	dark
spessore 16 mm	211,00 €	211,00 €
spessore 20 mm	239,00 €	239,00 €

Xanos Multilayer

**Aquista
1 disco ML
e ricevi**

**+ ZI 14 mm
IN OMAGGIO
= sconto del 35%**



N° Offerta 13 **XANOS LIQUIDO „BASE“**

for the New Blanks generation

Body Liquid 50 ml 35,00 € in 16 colori VITA

SMALTI – EFFETTI

Diluyente	50 ml	14,00 €
Bilanciante	30 ml	17,00 €
Smalto 1	20 ml	17,00 €
Smalto 2	20 ml	17,00 €
Effetto blu	20 ml	31,00 €
Effetto grigio	20 ml	31,00 €
Effetto marone	20 ml	31,00 €
Effetto arancione	20 ml	31,00 €



N° Offerta 14 **CIALDE IN TITANIO + CR-CO**

	TITAN	CR-CO
8	99,00 €	132,00 €
10	115,00 €	143,00 €
12	130,00 €	154,00 €
14	149,00 €	169,00 €
16	165,00 €	176,00 €
18	188,00 €	187,00 €
20	206,00 €	198,00 €
25	220,00 €	

NEW



N° Offerta 15 **AMIR EROGATORE DI CERA**

L'erogatore di cera fusa Amir è leggero, maneggevole, ergonomico e facile da usare.

Consente una ceratura senza interruzioni. La cera da modellazione viene fusa ad una temperatura costante. Azionando il sensore, il motore incorporato provvede all'erogazione della giusta quantità di cera, che esce dalla punta curva dell'ago di applicazione. Ceratura di inlays e corone parziali. Ceratura di corone fuse - modellazione esatta delle superfici masticatorie. Ceratura di strutture in metalloceramica, telescopica ecc. Modellazione precisa di scheletrati. Riduce i costi del laboratorio. Nessun surriscaldamento della cera. Tempo di ceratura ridotto fino al 50%.



**OMAGGIO
SOLO
1 PEZZO**

acquistando
3.500,00 € + Iva
dal presente giornale

N° Offerta 16 **LAMPERT PUK D3**

NOVITÀ: IL SISTEMA BREVETTATO PER IL MONITORAGGIO DEL PROCESSO DI SALDATURA

- Nuovo software per il monitoraggio del contatto del manipolo
- Evita errori di saldatura interrompendo la saldatura in caso di pressione eccessiva sull'elettrodo
- Aumento della durata della punta dell'elettrodo
- Evita inclusioni di tungsteno sulle superfici sensibili o sui pezzi e materiali da lavorare, che devono essere ancora rilavorati
- Capacità di apprendimento più semplice e rapida per una corretta saldatura, adatto proprio per principianti

NOVITÀ: Potente illuminazione a LED nei nostri nuovi microscopi di saldatura premium. Illuminazione uniforme della zona di lavoro – utilizzo più flessibile dei microscopi.


NOVITÀ: Questi microscopi sono utilizzabili anche come microscopi da lavoro di qualità e non solo per la saldatura.

NOVITÀ: Più rapido per risultati migliori – "funzionamento alla cieca" mediante azionamento a una sola mano

NOVITÀ: Funzione levigante con aumento della temperatura nella zona di saldatura per migliorare le proprietà di scorrimento di determinati metalli (ad es. di metalli ad elevata conduttività)

NOVITÀ: Possibilità di selezione di una temporizzazione ciclica della saldatura

NOVITÀ: Impostazioni del dispositivo personalizzate sul menù delle impostazioni, come ad es. la preselezione della temporizzazione ciclica della saldatura o inserimento e interruzione dei livelli operativi



prezzo
offerta speciale
3.450,00 €

CON RIDUTTORE
DI PRESSIONE

NEW

Alla pagina
www.YouTube.com/LampertWelding
è possibile farsi un'idea
delle diverse opzioni di applicazione:



N° Offerta 17 **FORATORE DIVARIO®**

- Posizionamento della fresa HM con laser
- Fissaggio automatico magnetico della piastra DUO
- Cambio veloce e semplice impostazione dell'altezza della fresa
- utilizzabile con modelli simile al principio Zeiser®
- Design ergonomico

Piastra DUO®

- Una piastra per tutte le dimensioni
- Adatto per le piastre piccole E grandi del sistema DIVARIO®
- Adatto per i sistemi Giroform®, Zeiser®, Dentobase®
- Adatto per i foratori M15®, Zeiser® P10 e Giroform®



CON STARTER KIT

prezzo
offerta speciale
1.920,00 €

N° Offerta 18 **S2 MASTER** SCHICK Dentalgeräte

Forza innovativa nella tecnica di fresaggio

In qualità di un'azienda innovativa nel settore dentale, siamo costantemente in cerca di nuove soluzioni per offrire prodotti con un rapporto prezzo-qualità sempre migliori. Grazie al nuovo fresatore S2 Master siamo riusciti a combinare l'elevata qualità della serie S con i requisiti di un prodotto economicamente vantaggioso. Il fresatore S2 Master risponde pienamente ai requisiti di un fresatore moderno e sicuro con fresaggi perfetti, posizionandosi fra l'S1 Junior e l'S3 Master per il suo elevato equipaggiamento tecnico e si profila come vero e proprio fresatore universale. Nello sviluppo dell'S2 Master è stato dato particolare rilievo ad una dotazione di alta qualità e al tempo stesso pratica in associazione ad una forma compatta.



CON PORTAMODELLI

prezzo
offerta speciale
3.890,00 €

N° Offerta
19**S3 MASTER** **Tecnica di fresaggio ai massimi livelli**

made in Germany by Schick Dental:

- braccio di fresatura 3D con blocco elettromagnetico comandato da interruttore a pedale
- satellite di regolazione
- poggiabracca integrati per fresare senza fatica
- bloccaggio elettromagnetico del portamodelli
- tavolo per supporto di fresatura ad altezza regolabile
- tecnologia del micromotore C3, con massima forza di taglio con qualsiasi numero di giri
- 1 anno di garanzia totale, garanzia a vita sull'indotto e sul rotore del manipolo

prezzo
offerta speciale
4.953,00 €

CON PORTAMODELLI

N° Offerta
20**ARCO FACCIALE****Trasferimento in relazione**

Corsofix®, diagnostica funzionale che permette un massimo di precisione e fitting:

- Fissaggio veloce
- Scala per misurare la distanza dei intercondili
- Chiusura veloce e sicura del supporto tridimensionale
- CORSOFIX® A o S: compatibile anche con l'arco facciale Rotofix® e il supporto tridimensionale Artex® di Amman Girrbach
- Costruzione leggera e compatta di alluminio per una manutenzione migliorata
- Impostazione esatta dell'arco facciale grazie alle possibili opzioni
- Le sfere di meato acustico sono comodamente variabili in lunghezza

prezzo
offerta speciale
648,00 €COMPLETO
DI SUPPORTO
DI TRASFERIMENTON° Offerta
21**MINISTAR-S-SCAN + KIT****Termostampaggio in tempo record - ora disponibile con tecnologia Scanner**

- Pressione di lavoro fino a 4 bar
- Tutti i parametri importanti verranno trasferito direttamente alla macchina tramite il Barcode dei fogli
- Regolazione della resistenza tramite termocoppia
- Temperatura di lavoro raggiunta in un secondo solo
- Controllo acustico e ottico dei tempi di riscaldamento e raffreddamento
- Contenitore di granulato ergonomico per un posizionamento controllato
- Dimostrazione teorica-pratica presso la sede DENTAG
- 3 anni di garanzia

prezzo
offerta speciale
1.370,00 €

SCHEU

N° Offerta
22**NOFLAME PLUS**

"Bunsen elettrico": apparecchio di riscaldamento ad induzione - sostituisce la fiamma aperta: lo strumento di modellazione inserito nell'apertura dell'unità di riscaldamento, si riscalda immediatamente con un consumo minimo di corrente.

Utilizzabile ovunque ci sia una presa di corrente. Con coperchio protettivo, funzionamento sicuro.

prezzo
offerta speciale
295,00 €N° Offerta
23**BASIC** **Tecnologia ottimizzata per le esigenze più elevate**

Più di 50 anni di esperienza di ingegneria. A causa del altissimo standard di qualità da Schick Dental e l'utilizzo di componenti solo di alta qualità e una finitura perfetta, i manipoli sono caratterizzati da una manutenzione minima ed una lunghissima durata. Il funzionamento semplice e il design ergonomico del manipolo QBasic consentono di lavorare in modo efficiente, senza fatica. Efficienza e affidabilità. Il nuovo micromotore QBasic è un prodotto di alta qualità della classe compatta. Con una gamma di velocità di 1.000-40.000 rpm e prestazioni da 6,7 Ncm, il QBasic è lo strumento ideale per tutti i lavori di base in laboratorio. Una tecnologia semplice, affidabile e robusta in grado di affrontare anche le condizioni più difficili.

prezzo
offerta speciale
949,00 €N° Offerta
24**PROFI** **per il lavoro professionale con una tecnologia avanzata 50 anni di esperienza di ingegneria**

Universale nell'uso e facile nella manutenzione: queste sono le caratteristiche speciali del nuovo micromotore Q-PROFI di Schick Dental. Con una gamma di giri del motore da 1.000 a 40.000 giri / min e 7,5 Ncm. Q-PROFI offre delle prestazioni utili per tutte le lavorazioni del laboratorio. Disponibile in versione ginocchio o a pedale. Q-PROFI convince con un design elegante e funzionale. Una tecnica affidabile e potente in grado di soddisfare anche i più elevati standard qualitativi.

- Tecnologia affidabile ed efficiente
 - Manipolo universale per tutte le applicazioni
 - Ottimo rapporto qualità prezzo
 - Q-PROFI vers. ginocchio: Art. Nr. 9340
 - Q-PROFI vers. pedale: Art. Nr. 9350
- Incluso: Unità di controllo, manipolo con cavo, supporto per manipolo, alimentatore, cavo di alimentazione, sensore per aspirazione

prezzo
offerta speciale
1.125,00 €N° Offerta
25**FUTUDENT****Telecamera per scopo didattico**prezzo
offerta speciale
2.250,00 €N° Offerta
26**LENTI ZEISS G3****Lente di ingrandimento binoculare di tipo galileiano**

con triplice ingrandimento e tre diverse distanze di lavoro. I singoli sistemi sono montati su un supporto che permette la regolazione individuale della distanza interoculare nonché della posizione verticale e dell'inclinazione dei binoculari.

Dati tecnici:
lunghezza del sistema 30 cm;
peso ca. 95 g

prezzo
offerta speciale
450,00 €

N° Offerta 27 **MASSA MODELLABILE IN SILICONE DURA**

Questo silicone C dalla stabilità dimensionale estremamente elevata

- è utilizzato senza problemi con resine polimerizzanti a freddo e a caldo, nelle mascherine per riparazioni, come isolante per denti protesici nella muffola
- durezza Shore: A 70 • colore: bianco

Barattolo da 900 ml
• ca. 1,6 kg | Codice 43204
€ 23,40

a partire da 4 barattoli
€ 22,40

Secchio da 5800 ml
• ca. 10 kg | Codice 47442
€ 94,90



N° Offerta 28 **TECHNIC MASSA MODELLABILE EXTRA-DURA**

Massa modellabile reticolante per condensazioneQuesto silicone C dalla stabilità dimensionale estremamente elevata

- ideale per la realizzazione di mascherine per riparazioni e scheletrati • straordinaria lavorabilità
- non appiccica, resiste al calore • durezza Shore: A 85 • colore: blu
- esatta riproduzione dei dettagli • elevata stabilità dimensionale

3 barattoli da 900 ml cad.
• ca. 4,8 kg | Codice 20014
€ 52,90

Secchio da 5800 ml
• ca. 10 kg | Codice 20015
€ 78,90



N° Offerta 29 **TECHNIC INDURENTE IN PASTA SPEED**

Ecologico e facile da utilizzare

- indicato per Technic Massa modellabile PluLine extra-dura
- privo di materie prime irritanti per la pelle
- accelera il completo indurimento della massa modellabile
- privo di DBTL
- il colore rosso garantisce un controllo ottimale della miscelazione
- colore: rosso



Tubo da 60 ml
Codice 214239
€ 10,95

a partire da 3 tubi
€ 10,45

N° Offerta 30 **INDURITORE LIQUIDO PER SILICONE + INDURITORE IN PASTA PER SILICONE**

- catalizzatore in pasta masse malleabili dure/morbide in silicone Pluline e per masse da correzione Pluline
- buona applicazione • facile da miscelare e dosare senza sprechi di materiale • DBTL libero

Flacone da 50 ml
• colore: rot | Codice 221851
€ 10,60

Tubo da 60 ml
• colore: rosso | Codice 208994
€ 10,90

a partire da 3 flacone
€ 10,10

a partire da 3 tubi
€ 10,40



N° Offerta 31 **PLURASOL OKKLUPRO**

Spray per occlusione di alta qualità

Per la marcatura di punti e superfici di contatto durante l'adattamento e l'inserimento dei manufatti protesici in ambulatorio e in laboratorio

- approvato per l'uso intraorale. Getto di polvere ridotto
- dosaggio preciso con ugelli di nebulizzazione di precisione
- nessun problema di intasamento grazie all'esclusiva tecnologia a valvola
- pellicola nebulizzata sottile, omogenea e uniforme
- intensità regolabile del pigmento
- alta intensità di demarcazione e adesione ottimizzata
- demarcazione molto leggera con acqua (nebulizzazione)



Barattolo da 75 ml

a partire da 5 bombolette
€ 8,20

Colore	Codice
verde	219767
rot	219768

a € 8,50

a partire da 10 bombolette
€ 7,90

N° Offerta 32 **PLURASOL OKKLU** Spray per occlusione di qualità alta

Per contrassegnare i punti di contatto sui manufatti protesici

- approvato per l'uso intraorale
- spruzzo ottimizzato grazie alla punta metallica sull'ugello in plastica
- strato di colore finemente pigmentato, idrosolubile al 100 %

Bomboletta da 75 ml
• colore: verde
Codice 43308 **€ 8,90**

a partire da 5 bombolette
€ 8,70

a partire da 10 bombolette
€ 8,50



N° Offerta 33 **SPRAY AL SILICONE**

Lo spray al silicone ha un molteplici utilizzo come lubrificante e agente distaccante in ambito dentistico

- indispensabile per la manutenzione degli articolatori
- agente distaccante in ambito odontotecnico

Bomboletta spray da 500 ml
Codice 26905
€ 9,10

a partire da 6 bombolette
€ 8,10



N° Offerta 34 **PLURASOL PROTHOCARE**

Finitura per protesi

Disinfettante per la pulizia e il trattamento di protesi e apparecchi ortodontici. Il compagno affidabile nello studio dentistico e nel laboratorio odontoiatrico, valorizza i lavori odontotecnici grazie a un effetto di lucidatura a specchio duraturo e garantisce comfort d'uso.

- elimina i residui di monomeri sulla superfici di resina come anche i resti di materiale lucidante
- al momento dell'applicazione della protesi si verifica un aumento del flusso salivare che consente di ottenere un'adesione migliore delle protesi integrali
- l'azione battericida assicura inoltre sicurezza
- gusto gradevole di menta



Bomboletta da 75 ml

Codice 224471
€ 8,90

N° Offerta 35 **PLURASIL DUBLITEC**

Silicone reticolante per addizione per duplicazione, con durezza finale media, per tutti i tipi di duplicazioni odontotecniche di precisione

- Straordinarie proprietà meccaniche
- elevata resistenza alla lacerazione e alla propagazione della lacerazione
- eccellente ritorno elastico
- assenza di contrazione e alta riproducibilità dei dettagli
- elevata stabilità di forma e di conservazione
- per l'uso con tutti i dosatori e miscelatori disponibili in commercio
- tempo di presa: circa 25 min.
- durezza Shore: A 20
- dosaggio 1:1
- colore della base: rosa, colore del catalizzatore: bianco

Conf. standard: 2 cartucce da 1 kg cad.

• 1 kg di base
• 1 kg di catalizzatore
Codice 219182
€ 52,70

a partire da 3 confezioni
€ 51,70

Conf. grande: 2 cartucce da 6 kg cad.

• 6 kg di base
• 6 kg di catalizzatore
Codice 219183
€ 275,-

a partire da 3 confezioni
€ 269,-



N° Offerta 36 **PLURASIL PRECITEC**

Massa modellabile reticolante per addizione per lavori odontotecnici complessi

- indicata per tutti i settori di applicazione tipici di questa categoria di prodotti nel laboratorio odontotecnico (mascherine, morsi di controllo, isolamento e fissaggio di denti artificiali ecc.)
- possiede una consistenza iniziale morbida e facilmente modellabile e si distingue per la riproduzione precisa dei dettagli con un'eccellente e duratura stabilità di forma e volume
- per la realizzazione di piccoli segmenti di modelli
- la facilità di lavorazione grazie al semplice dosaggio 1:1
- durezza Shore: A 86
- colore della base: blu, colore del catalizzatore: grigio

Confezione standard

• 800 g di base
• 800 g di catalizzatore
• 2 cucchiari dosatori
Codice 219184
€ 28,20

Confezione grande

• 5 kg di base
• 5 kg di catalizzatore
• 2 cucchiari dosatori
Codice 219185
€ 148,90

a partire da 3 conf.
€ 26,20

a partire da 3 conf.
€ 144,90



N° Offerta 37 **PLURASTONE NATURALE**

Gesso naturale extra-duro, tipo 4

per la realizzazione di modelli di lavoro e monconi sfilabili straordinariamente duri e lisci

- privo di formaldeide
- rapporto di miscelazione: 100 g : 20 ml
- tempo di lavorazione: 7 - 10 min.
- tempo di presa: 8 - 10 min.
- espansione di presa dopo 2 ore: 0,07 %
- resistenza alla compressione dopo 1 ora: 52 MPa

Cartone da 25 kg
• colore: marrone
Codice 70619
€ 85,90

a partire da 3 cartoni
€ 83,90

a partire da 5 cartoni
€ 81,90



N° Offerta
38**PLURAKORUND**

Ossido di alluminio

- garantisce un'elevata abrasione grazie alla spigolosità dei grani e all'estrema durezza.
- Grana 50 µm: per la sabbatura di ossidi, masse di rivestimento e impurità su armature in metallo nobile
- Grana 110 µm e 150 µm: per la sabbatura di oro, leghe a contenuto ridotto di metallo nobile e leghe NEM
- Grana 250 µm: per la sabbatura di leghe CrCo

Tanica da 5 kg

Grana	Codice
50 µm	52819
110 µm	52922
150 µm	52923
250 µm	52931

a € 17,25



Secchio da 25 kg

Grana	Codice
50 µm	14540
110 µm	14543
150 µm	14546
250 µm	14548

a € 68,90

a partire da 3 secchi

€ 66,90

Sacco da 25 kg

Grana	Codice
50 µm	14541
110 µm	14544
150 µm	14718
250 µm	14549

a € 65,90

a partire da 3 sacchi

€ 63,90

N° Offerta
39**PLURABLAST**

Perle in vetro per sabbatura

Perle per lucidare per la pulizia delicata e l'addensamento delle superfici sensibili

- senza piombo
- Grana 50 µm: per la sabbatura di leghe in metallo nobile e non
- Grana 125 µm: particolarmente indicato per le leghe NEM

Tanica da 6 kg

Grana	Codice
50 µm	52932
125 µm	52933

a € 16,90

Sacco da 25 kg

Grana	Codice
50 µm	14536
125 µm	14538

a € 61,90

a partire da 3 sacchi

€ 59,90

N° Offerta
40**PLURASTONE NATURALE**

Gesso naturale extra-duro, tipo 4

per la realizzazione di modelli di lavoro e monconi sfilabili straordinariamente duri e lisci

- privo di formaldeide
- rapporto di miscelazione: 100 g : 20 ml
- tempo di lavorazione: 7 - 10 min.
- tempo di presa: 8 - 10 min.
- espansione di presa dopo 2 ore: 0,07 %
- resistenza alla compressione dopo 1 ora: 52 MPa

Cartone da 25 kg

• colore: marrone
Codice 70619

€ 85,90

N° Offerta
41**COMBIPRESS N**

È una resina autopolimerizzante

Combipress possiede caratteristiche fisiche eccezionali in relazione con la densità, rottura, resistenza alla flessione e possiede inoltre una elevata stabilità del colore.

Campi d'impiego:
protesi totale e parziale,
riparazione e
apparecchi ortodontici.

Colore	Codice art.
rosa venato	070024

prezzo
offerta speciale
35,00 €N° Offerta
42**MASTICONI IN CERA**

Straordinari per la realizzazione di protesi totali

- risparmio di tempo perché non è necessario rimodellare
- nell'area labiale i masticoni risultano leggermente rastremati, ma nel settore buccale mantengono il contatto superficiale nei movimenti laterali
- in questo modo si semplifica la determinazione del morso

100 Pezzo Packing

Colore	Tipo	Codice
giallo	morbido	40113
arancione	medio	40110
verde	medio	40094
rosso	duro	40090

a € 22,60

a partire da 3 conf.

€ 21,60

N° Offerta
43**CERA PER MODELLAZIONE**

- colore: rosa
- dimensione: 83 x 186 mm
- in lastre
- dura-elastica
- non unge
- disponibile in estate e inverno
- se riscaldata modellabile più a lungo, una volta raffreddata dura e indeformabile
- disponibile con spessore di 1,25 mm o 1,5 mm

Confezione da 500 g

Spessore	Qualità	Codice
1,25 mm	standard / medio	43287
1,25 mm	estate	85934
1,25 mm	inverno	85933
1,5 mm	standard / medio	43195
1,5 mm	estate	85932
1,5 mm	inverno	85931

a € 6,95

a partire da 5 conf.

€ 6,65

a partire da 10 conf.

€ 6,35

Confezione da 2,5 kg

Spessore	Qualità	Codice
1,25 mm	standard / medio	41950
1,25 mm	estate	85930
1,25 mm	inverno	85929
1,5 mm	standard / medio	41951
1,5 mm	estate	85928
1,5 mm	inverno	85927

a € 29,40

a partire da 5 conf.

€ 28,40

N° Offerta
44**SUNTRAY MATERIALE PER PORTAIMPRONTA**

Materiale per portaimpronte fotopolimerizzabile in placche preformate per la realizzazione di portaimpronte individuali, registrazioni del morso e placche base per set-up

- lavorazione facile
- tempi di modellazione e lavorazione molto lunghi
- utilizzo universale (per mascellare superiore/inferiore, materiale in eccesso riutilizzabile)
- polimerizzazione in qualsiasi comune fotopolimerizzatore da laboratorio
- range spettrale: 350-500 nm
- spessore placca: 2 mm

Confezione da 100 pezzi

100 pezzi

Articolo	Colore	Codice
universale per sup. + inf.	bianco-trasparente	20021
universale per sup. + inf.	rosa	20022

a € 87,70

a partire da 3 conf.

€ 84,70

N° Offerta
45**PLURABITE CLEAR**

Silicone reticolante per addizione trasparente

Per la realizzazione di mascherine con una precisa riproduzione dei dettagli e per impronte di superfici masticatorie e dentali

- altissima isotropia
- stabilità dimensionale costante
- ottima trasparenza per un controllo visivo diretto e per la polimerizzazione di compositi fotopolimerizzabili
- tempo di presa: 1:30 min.
- tempo di lavorazione: 0:30 min.
- durezza Shore: A 70
- colore: trasparente

Confezione

• 2 cartucce da 50 ml cad.
• 12 puntali di miscelazione
Codice 227836

€ 29,90

Accessori

Puntali di miscelazione
• Conf. da 50 pezzi
Codice 53293

€ 26,90

Pistola di miscelazione
Codice 39620

€ 44,-



N° Offerta
46

SPATOLA ELETTRICA

Le dimensioni ridotte di questa spatola elettrica ergonomica la rendono uno strumento ottimale per il lavoro dell'odontotecnico. La precisione del controllo elettronico è notevole, in quanto mantiene la temperatura nella testa spatola entro un margine di errore stretta. La temperatura di lavoro può essere letta sul display digitale sulla casella di controllo. Il dispositivo viene fornito di fabbrica con due teste diverse, adattabili alle forme comunemente più usati nei laboratori dentali.



prezzo
offerta speciale
167,00 €

IN OMAGGIO CON
2 CERE DI BELLEWAX
fine scorte (vedi vicino)

N° Offerta
47

BELLEWAX

L'assortimento di cere organiche di Belle de St. Claire copre sotto il nome collettivo di bellewax™ tutti i settori delle cere di colata:

- immergere - Dipping • modellare - Sculpturing
- costruire - Opaque sculpturing • chiudere i sottosquardi - Blockout
- incollare - Sticky • unire - Former

prezzo
offerta speciale
13,95 €

Prodotto	Colore	Cod. art.
Cera per modellare	beige opaco	674620
Cera per modellare	tortora opaco	674630
Cera per modellare	grigio opaco	674670
Cera per modellare	verde B.S.C.	674760
Cera per modellare	marrone	674770
Cera per modellare	blue	674640
Cera per modellare	rosso	674520



Confezione da 56 g

VIESID

Richiedi le date per il **NUOVO CORSO 2018/2019:**
info@dentag-italia.com

VIENNA SCHOOL OF INTERDISCIPLINARY DENTISTRY IN COLLABORAZIONE CON GAMMA DENTAL

VieSid - Ora anche in Italia, solo ed esclusivamente da Dentag Italia srl!
Concetti per la terapia e il trattamento del cliente.

Basato su „L'organo masticatorio„ di Prof. Dr. Rudolf Slavicek

Visita www.dentag-italia.com per vedere il programma relatori VieSid.

**2017-2018
ESAURITO**



Dott.ssa Monica Casadei



Dott. Daniele Togni



Dott. Alessandro Carmignani



Dott. Nazzarano Bassetti

SHOP ONLINE

GUARDA QUI



www.dentag-italia.com



Scarica il nuovo
catalogo "mälzer dental"
da:

www.dentag-italia.com/it/download/cataloghi

MODULO D'ORDINE

info@dentag-italia.com

Prego inviarmi al prezzo offerta:

N° Offerta	Quantità	Descrizione Articolo	Prezzo unitario €
		Totale	
		Totale + iva	

Timbro del Laboratorio

Firma cliente

- Vorrei ricevere ulteriori informazioni sull'offerta n° _____
- Gradirei essere contattato da un Vostro agente



Dentag Italia s.r.l.

Via della Miniera 9 | I-39018 Terlano (BZ)
Tel. +39 0471 256 233 | Fax +39 0471 256 244
info@dentag-italia.com | www.dentag-italia.com