

HELLO LABOR

EDIZIONE Nr. 1 | 2019

SCANNER UHD PROFI
PROFESSIONAL
LABORATORIO



FRESATRICE MICRO IC 4 ASSI
ODONTOIATRA - CHAIRSIDE



NEW

NOVITÀ
6 Blank differenti gestiti
da una sola macchina!



FRESATRICE PROFI 5 ASSI
PROFESSIONAL
LABORATORIO



Il vostro
partner digitale



è presente alla fiera

"ITALIAN DENTAL SHOW"
dal 17 al 19/10 a Brescia

nel padiglione 2
Stand C24-D21

MATERIALE
DI CONSUMO



Tecnologia
digitale
a 360 gradi

SCANNER BASE
LABORATORIO




NEW

STAMPANTE 3D
LABORATORIO
ODONTOIATRA



S.W. CHIRURGIA GUIDATA
ODONTOIATRA



SCANNER INTRAORALE
ODONTOIATRA




ZI-T-PS

Zirconio traslucido precolorato di alte caratteristiche fisiche


Ø 98



prezzo listino
cadauno




Colori disponibili



Ø 71



prezzo listino
cadauno



Colori disponibili



Possibilità di avere cialde in conto deposito a condizioni particolari contattateci per maggiori informazioni!

3+1

Con l'acquisto di 3 cialde ricevi 1 cialda in omaggio (quella del minor spessore ordinato) puoi scegliere il "3+1" tra le quattro tipologie di cialde

Proprietà fisiche:

- MPA 1250
- Trasparenza 43%
- Indicazioni tutti i lavori in cut - back da ceramizzare


ZI-UT ML

Zirconio ultra traslucido precolorato / multilayer massime caratteristiche estetiche


Ø 98



prezzo listino
cadauno




Colori disponibili



Ø 71



prezzo listino
cadauno



Colori disponibili



Possibilità di avere cialde in conto deposito a condizioni particolari contattateci per maggiori informazioni!

3+1

Con l'acquisto di 3 cialde ricevi 1 cialda in omaggio (quella del minor spessore ordinato) puoi scegliere il "3+1" tra le quattro tipologie di cialde

Proprietà fisiche:

- MPA 650
- Trasparenza 49%
- Indicazioni tutti i lavori di massima estetica nella zona frontale (max.3 elementi)


ZI-5D ML

Zirconio a 5 strati progressivo ultra traslucido precolorato / multilayer
massime caratteristiche estetiche e fisiche


Ø 98



prezzo listino
cadauno



Colori disponibili




Possibilità di avere cialde in conto deposito a condizioni particolari contattateci per maggiori informazioni!

Ø 71



prezzo listino
cadauno



Colori disponibili




3+1

Con l'acquisto di 3 cialde ricevi 1 cialda in omaggio (quella del minor spessore ordinato)
puoi scegliere il "3+1" tra le quattro tipologie di cialde

Ø 95



prezzo listino
cadauno



Colori disponibili



Proprietà fisiche:

- MPA 650 – 1250
- Trasparenza 43 – 49%
- **Indicazioni** per tutti i lavori di massima estetica e resistenza fisica


ZI-ONE+ ML

Zirconio universale extra traslucido precolorato / multilayer
Unisce le ottime caratteristiche fisiche con quelle estetiche

Ø 98



prezzo listino
cadauno



Colori disponibili




Possibilità di avere cialde in conto deposito a condizioni particolari contattateci per maggiori informazioni!

Ø 71



prezzo listino
cadauno



Colori disponibili




3+1

Con l'acquisto di 3 cialde ricevi 1 cialda in omaggio (quella del minor spessore ordinato)
puoi scegliere il "3+1" tra le quattro tipologie di cialde

Ø 95



prezzo listino
cadauno



Colori disponibili



Proprietà fisiche:

- MPA 1050
- Trasparenza 47%
- **Indicazioni** universale per tutti i lavori di massima estetica


PUK D5 – l'originale

La più moderna tecnologia di saldatura di precisione per il settore dentale.

I nostri dispositivi per saldatura di precisione sono il risultato del nostro know-how, acquisito in oltre 17 anni di lavoro di sviluppo. Dal 2003, la nostra tecnologia viene applicata con grande successo anche al settore dentale. Da allora abbiamo sviluppato ulteriormente la saldatrice ad arco voltaico a microimpulsi. L'ultima nata da questo lavoro di sviluppo è la nostra PUK D5, un dispositivo per saldatura di precisione conforme alle attuali conoscenze tecniche, idoneo per molteplici impieghi in ambito dentale, dotato di parametri di saldatura ottimizzati, di un'interfaccia utente di semplice utilizzo, con costi di esercizio relativamente convenienti e una tecnologia che non richiede manutenzione.




SALDATRICE PUK: GENIALE E UNICA



Saldatura di strutture di supporto



Giunzione di fili d'acciaio inox



Lavori su elementi di precisione



Saldatura di bande ortodontiche

NOVITÀ

MICROSALDATURA

Il campo d'impiego della PUK D5 si estende ai materiali sottili anche meno di 0,2 mm, ad es. per fili e bande ortodontiche, da saldare con maggiore cautela.

MIGLIORE MODALITÀ DI LEVIGATURA

Un ciclo di saldatura nettamente più rapido consente di effettuare un flusso di lavoro più continuo. Questa impostazione offre la possibilità di modellare il materiale applicato nel modo desiderato, nonché di migliorare notevolmente le proprietà di saldatura di leghe dentali particolarmente conduttrici di calore.

PARAMETRI DI SALDATURA OTTIMIZZATI

Il risultato dell'attività di sviluppo ha permesso di migliorare i parametri di saldatura, definendo nuovi campi di regolazione consigliati per tutte le leghe dentali disponibili in commercio.

COMPROVATA FUNZIONALITÀ: SALDATURA DI RITENZIONE

Procedura semplice e rapida per saldare perni di ritenzione (1,2 – 2,0 mm Ø) in modo stabile in pochi secondi.

"Made with a PUK" per noi significa: RISULTATI DI SALDATURA TECNICAMENTE SUPERIORI

- Risultati di saldatura riproducibili e di alta qualità
- Possibilità di utilizzo con tutti i materiali saldabili
- Esatto posizionamento dei punti di saldatura
- Diametro degli elettrodi da 0,5 mm a 0,8 mm
- Sviluppo di calore molto ridotto e controllabile
- Saldatura anche di materiali sottilissimi

SEMPLICITÀ DI UTILIZZO ED ERGONOMIA

- Lavorare con la PUK è divertente!
- La più moderna tecnologia di saldatura nel minimo spazio; il campo di lavoro non ha limiti di spazio
- Nessun rumore aggiuntivo dovuto a motori o ventole
- Schermo tattile e gradevole funzione di pulitura
- Guida ai menù intuitiva e multilingue
- Pratiche preimpostazioni per tutte le leghe dentali disponibili in commercio e le condizioni di saldatura
- Fattore di ingrandimento 10x con l'ausilio del microscopio, con una perfetta illuminazione dell'area di lavoro
- Gamma di accessori ampia e intelligente

SICUREZZA, QUALITÀ E RESPONSABILITÀ

- Protezione oculare con certificazione DIN CERTCO
- Sicurezza testata del dispositivo con marchio CE
- 3 anni di garanzia
- Prodotto di qualità durevole che non richiede manutenzione
- Imballaggio ecologico privo di plastica
- Tecnologia conveniente a basso consumo
- Nessuna necessità di qualifiche supplementari o titoli professionali



Alla pagina www.lampert.info/de/showroom/videos è possibile farsi un'idea delle diverse opzioni di applicazione:

PUK D5

XANOS Novità

Evo Mill XA-0600

Offerta
N° 06

Produzione in serie di materiali soffici

DATI TECNICI

Numero assi: 5
Movimento: 500 x 220 x 200 mm
A Angolo di inclinazione: +-360°
B Angolo di inclinazione: -35/+115°
Controllo: High Speed YC | Motori asse: Stepper
Potenza mandrino: 0.5 kW
Giri mandrino: 60.000 giri/minuto
Numero cialde: 6 pc | Cambio frese: 12 pezzi
Misuratore lunghezza fresa: Standard | Peso: 175 kg

Cera | PEEK | Metalli Presinterizzati | Zirconio | PMMA
Opzionale: Ceramica, Disilicati e Titanio

NEW

NOVITÀ
6 Blank differenti gestiti
da una sola macchina!



a partire da
555,00 €

Rata mensile



XANOS Evo Mill XA-0500

Offerta
N° 07

Vasta scelta e opzioni di
diversi materiali

DATI TECNICI: Numero assi: 5
Controllo: High Speed YC | Movimento: 200 x 110 x 110 mm
Potenza mandrino: 0.5 kW | Peso: 74 kg
Giri mandrino: 60.000 giri/minuto | Motori asse: Micro Stepper
Numero cialde: 1 | Cambio frese: 12 pezzi
Misuratore lunghezza fresa: Standard

Zirconia | Cera | Pmma | Metalli Presinterizzati | Peek
Opzionale: Ceramica e Disilicati

a partire da
454,00 €

Rata mensile



XANOS Evo Mill XA-0520W

Offerta
N° 08

Puoi fresare tutti i materiali,
sia a secco che in
modalità lubrificato.

Potenza mandrino 1.3 kW

Zirconia | CoCr | Pmma | Wax | Peek

a partire da
587,00 €

Rata mensile



XANOS Evo Mill XA-0540

Offerta
N° 09

La macchina non necessita di ulteriori
accessori, unica eccezione è l'aspiratore.
Viene fornita con tutte le soluzioni
Software e Hardware ed è stata
concepita per eseguire tutte
le lavorazioni.

Potenza mandrino 2.7 kW

Zirconia | CoCr | Titanium | Ceramic | Pmma | Wax | Peek

a partire da
867,00 €

Rata mensile



XANOS Evo Mill XA-0560

Offerta
N° 10

La macchina non necessita di ulteriori
accessori, unica eccezione è l'aspiratore.
È come la XA-0540 ma con più
stazioni frese, un angolo di lavoro
maggiore e un design più
accattivante.

Potenza mandrino 2.7 kW

Zirconia | CoCr | Titanium | Ceramic | Pmma | Wax | Peek

a partire da
977,00 €

Rata mensile




NOVITÀ AG MATIK

TEMPO A VANTAGGIO DELL'ODONTOTECNICO


NEW

Offerta
N° 11



Sistema CAD CAM convenzionale

Produttività
60%



Ceramill MATIK

Produttività
100%
LAVORA NOTTURNO E DI FINE
+ SETTIMANA AUTOMATIZZATO




Gestione utensili intelligente,
massimo ordine di magazzino



Magazzino blank integrato =
gestione intelligente del materiale

- Enorme risparmio di tempo, nessun cambio di cialda manuale e accesso diretto a tutti i materiali
- Management trasparente e sicurezza di processo tramite i porta cialde intelligenti e il „pick-by light system“
- Massima capacità di magazzino per lavori durante la notte e il fine settimana



prezzo
e offerta
su richiesta

10 x DNA control unit –
la centrale di controllo

10" Touchscreen –
l'elemento di comando

36 x Magazzino blank – il
management intelligente
dei materiali

100 k Mandrino ad alta
frequenza – potenza pura

26 x Magazzino frese –
intelligenza nell'ammini-
strazione degli utensili

5x la stazione di lavora-
zione – l'entità fresante

Sistema di calibrazione
utensili industriale: preciso,
stabile e riproducibile

HD Camera interna – per
una controllo delle fasi
lavorative anche a distanza

Ceramill unità di pulizia
integrata. Pulizia auto-
matica del vano di lavoro

NEXTDENT 5100 FOR CERAMILL®

Il sistema di stampaggio 3D velocissimo ed estremamente preciso per la massima flessibilità e produttività

- Processo di stampa fino a 3 volte più veloce con la tecnologia Figure 4™, che permette elevata produttività e flessibilità
- Forze di estrazione ridotte grazie alla membrana permeabile all'ossigeno per una lunga durata della vasca del materiale, facile separazione delle strutture di supporto e risultati privi di distorsioni
- Facilità d'uso con il touch screen e utilizzo con una sola mano di accessori quali piattaforma di costruzione e vasca del materiale

Dati tecnici

- Piattaforma di costruzione (PxLxH) 12,4 x 7,0 x 19,6 cm
- Risoluzione 1920 x 1080 pixel
- Spessore dello strato 30 - 100 µm
- Velocità di stampa fino a 12,1 cm/h a seconda dello spessore dello strato
- Dimensioni (PxLxH) 42,6 x 48,9 x 97,1 cm
- Dimensioni con piedistallo (PxLxH) 68,1 x 70,4 x 135,6 cm
- Peso 34,5 kg
- Peso con piedistallo 54,4 kg



Offerta
N° 12

a
partire da
245,00 €

Rata mensile

MIKRO 5X

Tecnologia a 5 assi concentrata
in un minimo spazio

Bites, barre, ponti su impianti, la fresatrice a 5 assi Ceramill Mikro 5X permette di realizzare non solo le classiche corone e ponti, ma è stata anche concepita per realizzare indicazioni più complesse con materiali lavorabili a secco. L'elevata rigidità e stabilità della macchina si basa sul compatto concetto di costruzione del modello più piccolo Ceramill Mikro 4X, senza dover rinunciare ai vantaggi della tecnologia a 5 assi. Il risultato è una lavorazione assolutamente priva di vibrazioni che, abbinata con la tecnologia di controllo Ceramill, risulta in una impressionante precisione dell'oggetto prodotto. Tempi di lavorazione veloci, massima qualità e una vasta gamma di indicazioni e di materiali, fanno di Ceramill Mikro 5X un vero guadagno di produttività per il vostro laboratorio.



Offerta
N° 13

a
partire da
504,00 €

Rata mensile

MOTION 2

Una per tutti - tutti per una

Con la Ceramill Motion 2 Lei ha acquisito per Suo laboratorio il Benchmark per quanto riguarda la versatilità di indicazioni e materiali. La fresatrice con tecnologia a 5 assi riunisce la lavorazione a secco e con liquido refrigerante in un solo apparecchio e permette di mantenere la catena di valori aggiunti quasi completamente nel proprio laboratorio.

Per una gamma illimitata di indicazioni e di materiali, la Ceramill Motion 2 può essere usata sia per la lavorazione a secco che per quella con liquido refrigerante, come pure in modalità combinata.

Munita della innovativa tecnologia di controllo e del robusto concetto di macchina della casa AG, la Ceramill Motion 2 è garanzia di sicurezza per il futuro, convenienza economica e precisione.



Offerta
N° 14

a
partire da
789,00 €

Rata mensile

ARCO FACCIALE

Offerta
N° 15

Trasferimento in relazione

Corsofix®; diagnostica funzionale che permette un massimo di precisione e fitting:

- Fissaggio veloce
- Scala per misurare la distanza dei intercondili
- Chiusura veloce e sicura del supporto tridimensionale
- CORSOFIX® A o S: compatibile anche con l'arco facciale Rotofix® e il supporto tridimensionale Artex® di Amman Girschbach
- Costruzione leggera e compatta di alluminio per una manutenzione migliorata
- Impostazione esatta dell'arco facciale grazie alle possibili opzioni
- Le sfere di meato acustico sono comodamente variabili in lunghezza

prezzo offerta speciale
659,00 €

COMPLETO DI SUPPORTO DI TRASFERIMENTO per un valore di 349,00 €



ARTEX BN

Offerta
N° 16

Il modello base Artex®

ARTEX CN

Articolatore di base a valori medi

ARTEX CT

L'articolatore per protesica

prezzo offerta speciale
269,00 €

prezzo offerta speciale
379,00 €

prezzo offerta speciale
539,00 €

SET PIASTRE SPLITEX IN OMAGGIO per il valore di 199,00 €

Offerta
N° 00

Offerta
N° 00



ARTEX CR

Offerta
N° 17

Articolatore Model Management

ARTEX CP/CPR

Il modello di base arcon

prezzo offerta speciale
1.130,00 €

SET PIASTRE SPLITEX IN OMAGGIO per il valore di 199,00 €

Offerta
N° 00

prezzo offerta speciale
899,00 €



MINISTAR-S-SCAN

Offerta
N° 18

Termostampaggio in tempo record - ora disponibile con tecnologia Scanner

prezzo offerta speciale
1.455,00 €

- Pressione di lavoro fino a 4 bar
- Tutti i parametri importanti verranno trasferito direttamente alla macchina tramite il Barcode dei fogli
- Regolazione della resistenza tramite termocoppia
- Temperatura di lavoro raggiunta in un secondo solo
- Controllo acustico e ottico dei tempi di riscaldamento e raffreddamento
- Contenitore di granulato ergonomico per un posizionamento controllato
- Dimostrazione teorica-pratica presso la sede DENTAG



GIROFORM

Offerta
N° 19

Modelli di precisione realizzati con semplicità e rapidità

- Raggio laser per una facile individuazione della posizione di foratura
- Lavoro sicuro e veloce con posizionamento libero del portapiastre
- Fissaggio magnetico automatico del portapiastre all'avvio della foratura
- L'avanzamento automatico della foratura garantisce fori identici nelle piastre (0,5 secondi per foro)
- Pulsanti Tip-on disposti ergonomicamente, per un facile avvio della foratura
- Sostituzione della fresa facilitata grazie alle scanalature di guida
- Disco portapiastre universale per piastre zoccolo Giroform di tutte le forme e dimensioni con protezione antispostamento

prezzo offerta speciale
1.890,00 €

+ STARTERKIT



NOFLAME PLUS

Offerta
N° 20

"Bunsen elettrico"

Apparecchio di riscaldamento ad induzione - sostituisce la fiamma aperta: lo strumento di modellazione inserito nell'apertura dell'unità di riscaldamento, si riscalda immediatamente con un consumo minimo di corrente.

Utilizzabile ovunque ci sia una presa di corrente. Con coperchio protettivo, funzionamento sicuro.



prezzo offerta speciale
299,00 €



MATERIALI

Offerta
N° 21

Materiali di consumo per Giroform, tra qui la fresa, i perni, putty, le piastre e tanti altri prodotti a prezzi ottimi.



Codice	Descrizione	Prezzo listino	Prezzo offerta
576450	GIROFORM PERNI 1000 PZ	33,29 €	24,50 €
576710	PIASTRE PREMIUM PLUS GIROFORM 100 PZ	89,91 €	69,00 €
576720	PIASTRE GIROFORM CLASSIC 100 PZ	69,91 €	55,00 €
576726	PIASTRE GIROFORM CLASSIC BLU	69,91 €	55,00 €

GIROBOND NBS

Offerta
N° 22

La lega per ceramica sicura con proprietà meccaniche ottimizzate.

Una lega per ceramica per ponti e corone. Le caratteristiche ottimali di questa lega COCrMo, contenente niobio e priva di carbonio, assicurano risultati eccezionali

prezzo offerta speciale
299,00 €




VIESID

VIENNA SCHOOL OF INTERDISCIPLINARY DENTISTRY IN COLLABORAZIONE CON GAMMA DENTAL

VieSid - Ora anche in Italia, solo ed esclusivamente da Dentag Italia srl!
Concetti per la terapia e il trattamento del cliente.

Basato sulla metodologia del Prof. Dr. Rudolf Slavicek



Dott.ssa Monica Casadei



Dott. Daniele Togni



Dott. Alessandro Carmignani



Dott. Nazzarano Bassetti

SU
www.dentag-italia.com
trovi

• DATA DEI CORSI

• IL PROGRAMMA
CORSI DETTAGLIATO

• L'ISCRIZIONE ONLINE

• IL CURRICULUM
DEI RELATORI VieSid

SHOP ONLINE

VELOCITÀ

CONVENIENZA

SCELTA




GUARDAQUI



www.dentag-italia.com

CENTRO DIFRESAGGIO DI ASSISTENZA PER I NOSTRI CLIENTI



NEW

Chiedi informazioni e/o un lavoro di prova
info@dentag-italia.com

MODULO D'ORDINE DIGITALE

Dati del cliente	e-Mail	Tel.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Prego inviarmi al prezzo offerta:

N° Offerta	Quantità	Descrizione articolo	Prezzo unitario	Importo totale
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			Totale senza IVA	<input type="text"/>

Annotazione o richieste varie:



Heidi.Stamper@dentag-italia.com

- Tutti i prezzi indicati sono al netto dell'IVA.
- Non si risponde per errori di stampa. Ci riserviamo il diritto di effettuare cambiamenti, allo scopo di migliorare la funzionalità, il rendimento, la durata e di apportare migliorie tecniche ai prodotti contenuti in questo depliant, senza preavviso.
- Il trasporto è compreso per importi superiori a 250,00 Euro fino a 20 kg.
- I pagamenti, dove non specificamente indicato altro, sono sempre 30 gg data fattura o contrassegno.
- Le condizioni generali di vendita si trovano sul sito www.dentag-italia.com



Dentag Italia s.r.l.
Via della Miniera 9 | I-39018 Terlano (BZ)
Tel. +39 0471 256 233 | Fax +39 0471 256 244
info@dentag-italia.com | www.dentag-italia.com