

xanos[®]

EVO BLANK 




xanos[®]
EVO BLANK 

REF	XA12019	ZI-T
LOT	50139948	PS A2 98H14
Scp-s	1,2533 / Ø 98,3 x 12 mm	

 long term  2018-08
CE 0051

Xanos[®] Evo Blank ZI-T PS



Xanos[®] Evo Blank ZI-T PS precolorato.
La soluzione migliorata per restauri completi in ossido di zirconio!

Xanos® Evo Blank ZI-T PS precolorato

I DISCHI

Xanos® Zirconia ZI-T PS sviluppati da Dentag Italia srl aprono nuovi orizzonti rispetto al tradizionale mondo della zirconia. Con la loro eccezionale traslucenza soddisfano nuove esigenze terapeutiche nell'ambito della moderna odontoiatria CAD-CAM.

ZIRCONIA ZI-T PS

precolorata in 16 colori Vita® super traslucente.

Utilizzare materiali bianchi che necessitano di essere colorati, comporta un enorme dispendio di tempo e di attenzione che con i nuovi Blank Xanos® ZI-T PS diventano superflue grazie alla vasta scelta di colori a disposizione del cliente.



Con il disco ZI-T PS, sia il croma che la traslucenza sono ottimali, così da soddisfare tutte le esigenze nella costruzione di ogni tipo di struttura, pronta alla ceramizzazione o nelle zone posteriori anche per lavori monolitici.

I VANTAGGI


- Facilità di utilizzo, minore durata del processo, alta efficienza, basso costo
- Qualità verificabile, minore percentuali di microfratture
- Mantiene il colore scelto anche dopo eventuali ritocchi alla poltrona

Xanos® zirconia ZI-T PS è un disco in zirconia già precolorato nei colori maggiormente utilizzati. Lavorando con questi dischi precolorati si possono realizzare strutture dall'aspetto cromatico naturale. Senza ulteriori passaggi manuali (quali: immersione, colorazione, asciugatura ecc.) si passa direttamente al processo di sinterizzazione.


INDICAZIONI

- ideale per la costruzione universale di strutture (cut back) da ceramizzare


IL PROCESSO DI PRODUZIONE VIENE RIDOTTO CON XANOS® EVO BLANK ZI-T PS



Lavorazione CAM



Colorazione




Asciugatura



Sinterizzazione

SINTERIZZAZIONE 1.530° C



DETTAGLI TECNICI:

- Dischi presinterizzati
- Diametro 98 mm: altezze 12 – 14 – 16 – 18 – 20 – 25 mm
- Diametro AG 71 mm: altezze 14 – 16 – 18 mm
- Resistenza alla flessione: 1200 MPa

DENTAG ITALIA SRL

Via della Miniera 9 | 39018 Terlano (BZ) Italy | Tel. +39 0471 256 233 | Fax +39 0471 256 244
info@dentag-italia.com | www.dentag-italia.com